

Håndtering af sterilt pakkede instrumenter på Tandlægeskolens klinikker

- Alle instrumenter, der penetrerer til underliggende væv under brug, pakkes sterilt.
- Alle sterile pakninger datomærkes med produktionsdag (henholdsvis i svejsemaskine for poser og på autoklavetape for kassetter).
- Filtre i nye kassetter (Aesculap) skiftes efter 2 år
- Holdbarhedstider er udarbejdet jf. NIR for tandklinikker og tager højde for opbevaring på åbne hylder i behandlingsrum/gangarealer med trafik.
- Inden brug sikres at sterile pakninger er intakte og uden fugt, samt at holdbarhedstiden er overholdt:

Gamle kassetter (Strindberg)	- holdbarhed 1 måned
Nye kassetter (Aesculap/Kirama)	- holdbarhed 6 måneder
Svejsede autoklaveposer	- holdbarhed 2 måneder

Udvidelse af opbevaringstid

Kirurgisk afdeling:

Svejsede autoklaveposer, der opbevares i lukkede skabe i den sterile sektion af sterilisationen

- holdbarhedstid 6 måneder

Svejsede autoklaveposer, der opbevares i lukket, aflåst skab på implantatklinik

- holdbarhedstid 6 måneder

Øvrige afdelinger:

Ved behov for længere opbevaring af specielle instrumenter mv., der anvendes sjældent:

Holdbarheden kan udvides op til 1 år ved pakning af svejset autoklavepose i ekstra plastpose, der lukkes med knude umiddelbart efter autoklavering og opbevares i lukket skab i depot.

Tillæg for specialklinik 29.1.03:

(klinik benyttes kun ca. ugentligt, instrumenter håndteres af uddannet KA, her er ikke studenter)

Svejsede autoklaveposer, der opbevares i lukket skuffe, der kun åbnes undtagelsesvis og kortvarigt

- holdbarhedstid 6 måneder