

Klargøring, oprydning og overfladedesinfektion af klinik efter hver patient

Klargøring af klinikenheden

- Håndvask og hånddesinfektion
- Ved dagens start konstateres, at slanger til airtor, mikromotor og Odontoson samt trefunktionssprøjte er anbragt i instrumentskylleholderen, således at vandsystemet er gennemskyllet (på etage 2 udføres dette af klinikpersonalet mandag morgen)

Oprydning og rengøring / overfladedesinfektion efter hver patient

- **NB.** Ved spild af blod, pus eller saliva under behandlingen foretages hurtigst muligt fuldstændig optørring med sugende papir og efterfølgende overfladedesinfektion med ethanolklud
- Spidse og skærende engangsartikler lægges i beholder til klinisk risikoaffald (gul spand)
 - **NB.** Undgå stiklæsion ved påsætning af kanylens beskyttelsehætte - om muligt anvendes kanyleholder; ellers følgende procedure – med én hånd:
 - Hold sprøjte med kanyle i den ene hånd
 - Lad beskyttelsehætten ligge løst i kassetelåget
 - Fang beskyttelsehætten med kanylen uden hjælp fra den anden hånd og tryk den fast til
 - Afmonter kanylen
- Kemisk affald anbringes i beholder til kemisk affald (med rødt låg)
- Sugelangere suges igennem med et glas vand fra patientens drikkekrus
- Engangsartikler og affald anbringes i affaldsspand
- Instrumenter aftørres for materialerester. Instrumenter fra kassette lægges tilbage i kassetten, der forsynes med låg. Alle instrumenter afleveres på den grå instrumentvogn / efter afdelingens anvisning
- Afdækningsplast fjernes fra bakke og trefunktionssprøjte
- Hånddesinfektion
- Rengøring / overfladedesinfektion af klinikenhed foretages iført handsker med 3 desinfektionsklude med ethanol (str. Small)
 - **NB.** Overfladedesinfektion foretages fra mindre mod mere forurenede områder og oppefra og nedefter i følgende rækkefølge:
 - Klud 1: Vandrette flader på arbejdsbord med hylde samt tastatur og mus
Bøjle på operatørstol
 - Klud 2: Lampe med håndtag og skærmhåndtag,
Instrumenter med ophæng og måtte, kontrolpanel og instrumentbakke
 - Klud 3: Patientstol oppefra (til bøjning i knæhøjde)
Vandkrusholder og -hane,
Kontrolpanel ved sug, øverste meter af sugelangere og holder samt spyfontænen
- Fontænen gennemskylles ved at aktivere fontæneskyl (nr. 1 på kontrolpanel)